



919 IC Autosampler plus pour CVS

2.919.0120

Le 919 IC Autosampler plus pour CVS est idéal pour les petites séries d'échantillons en vue des déterminations entièrement automatisées d'additifs organiques dans des bains galvaniques, comme les agents de brillantage (« brighteners ») et les agents de lissage (« suppressors ») à l'aide de la « Cyclic Voltammetric Stripping » (CVS) en association avec des appareils Professional VA /CVS et viva. Le système est contrôlé directement par le logiciel viva et autorise le changement automatique parmi les différentes méthodes de détermination. Le rack d'échantillons fourni peut contenir jusqu'à 14 échantillons de 50 mL maximum.

Le 919 IC Autosampler plus pour CVS est fourni avec accessoires, rack d'échantillons et câble de raccordement permettant d'installer un poste de travail complet, mais sans équipement de rinçage.

Contenu de la livraison 2.919.0120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.919.0020

919 IC Autosampler plus

Le 919 IC Autosampler plus satisfait les exigences des laboratoires ayant un nombre moyen d'échantillons à traiter. Il permet l'automatisation de tous les systèmes de chromatographie ionique de Metrohm.



1 STK

6.1458.080

Tête de transfert pour le 919 IC Autosampler plus
pour les applications VA et CVS.



1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.




2 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.1831.020

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 22 cm

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.1835.050

Aiguille d'aspiration d'échantillons en PEEK

Pour passeur d'échantillons pour le transfert de grands volumes d'échantillons, par exemple dans le cas de la détermination de brillanters.



1 STK

6.2041.490

Rack d'échantillons, 28 x 50 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor pour 28 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2747.010.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.080

Pince coupante pour capillaires

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1 /16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2739.000 Clé
Pour serrer les raccords à vis



2 STK 6.2744.010 Vis de pression 5x
Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK 6.2744.060 Bouchon fileté
Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



1 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation


Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2744.290

Connecteur T 3 × UNF 10/32 avec support



4 STK

6.2747.010

Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.



1 STK

6.2752.110

Support pour connecteur T au 919 IC Autosampler plus



1 STK

6.2833.030

Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact Autosampler

Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact Autosampler

