



NIRS XDS RapidContent Solids Module

2.921.0120

Des analyses rapides et non destructives de substances solides et liquides

Le NIRS XDS RapidContent Analyzer permet des analyses rapides et non destructives de formules et substances solides et liquides. L'échantillon est centré à l'aide d'un adaptateur d'iris, ce qui améliore la reproductibilité de l'analyse. Un réflecteur en or permet de mesurer des échantillons liquides. Le Solids Module du NIRS XDS RapidContent Analyzer étend son domaine d'applications à quasiment toutes les formes d'échantillons solides, qu'il s'agisse de poudres fines, de granulats grossiers, de pellets ou de flocons.

Contenu de la livraison 2.921.0120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Des analyses rapides et non destructives de substances solides et liquides

Le NIRS XDS RapidContent Analyzer permet des analyses rapides et non destructives de formules et substances solides et liquides. L'échantillon est centré à l'aide d'un adaptateur d'iris, ce qui améliore la reproductibilité de l'analyse. Un réflecteur en or permet de mesurer des échantillons liquides. Le Solids Module du NIRS XDS RapidContent Analyzer étend son domaine d'applications à quasiment toutes les formes d'échantillons solides, qu'il s'agisse de poudres fines, de granulats grossiers, de pellets ou de flocons.



NIRS XDS cellule d'échantillon pour la mesure par réflexion des échantillons à surface de nature diverse.



Adaptateur d'iris pour focaliser les petits récipients d'échantillon, le standard de réflectance, divers flacons et un récipient pour transflexion dans les analyseurs NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer et NIRS XDS MultiVial Analyzer



Un standard de réflectance est requis pour le calibrage du monochromateur avec le module d'échantillons.

Pour fixer le standard de calibrage, on utilise un support dans lequel le standard est positionné.

Un standard de réflectance et son support sont requis pour les analyseurs suivants :

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (numéro de commande : 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (numéro de commande : 2.921.1310)



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7402.200	Bouchons de fermeture pour 6.7402.110 123 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 15 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.210	Bouchons de fermeture pour 6.7402.120 225 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 19 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.220	Bouchons de fermeture pour 6.7402.130 172 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 22 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.230	Bouchons de fermeture pour 6.7402.140 216 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 28 mm pour mesure par réflexion. 

6.7402.110

Flacons à usage unique, 15 mm, réflexion

123 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 15 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.120

Flacons à usage unique, 19 mm, réflexion

225 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 19 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.130

Flacons à usage unique, 22 mm, réflexion

172 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 22 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.140

Flacons à usage unique, 28 mm, réflexion

216 flacons en verre à usage unique, pouvant être refermés, d'un diamètre de 28 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient aux appareils d'analyse suivants :

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

