



NIRS XDS MultiVial Module

2.921.0210

Des analyses rapides et non destructives de matières solides présentés en flacons

L'analyseur NIRS XDS MultiVial Analyzer permet des analyses rapides et non destructives pour identifier des échantillons de matières solides présentés en flacons et en déterminer la qualité. Il est possible d'analyser des séries d'échantillons complètes : pour cela, le NIRS XDS MultiVial Analyzer possède un chariot à échantillons mobile selon les axes x et y. Une cellule d'échantillons en option destinée aux substances à gros grains étend les possibilités d'application à pratiquement toutes les formes de matières solides, des fines poudres aux matières à gros grains comme les pellets et les flocons.

Contenu de la livraison 2.921.0210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Des analyses rapides et non destructives de matières solides présentés en flacons

L'analyseur NIRS XDS MultiVial Analyzer permet des analyses rapides et non destructives pour identifier des échantillons de matières solides présentés en flacons et en déterminer la qualité. Il est possible d'analyser des séries d'échantillons complètes : pour cela, le NIRS XDS MultiVial Analyzer possède un chariot à échantillons mobile selon les axes x et y. Une cellule d'échantillons en option destinée aux substances à gros grains étend les possibilités d'application à pratiquement toutes les formes de matières solides, des fines poudres aux matières à gros grains comme les pellets et les flocons.



Adaptateur d'iris pour focaliser les petits récipients d'échantillon, le standard de réflectance, divers flacons et un récipient pour transflexion dans les analyseurs NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer et NIRS XDS MultiVial Analyzer



Un standard de réflectance est requis pour le calibrage du monochromateur avec le module d'échantillons.

Pour fixer le standard de calibrage, on utilise un support dans lequel le standard est positionné.

Un standard de réflectance et son support sont requis pour les analyseurs suivants :

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (numéro de commande : 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (numéro de commande : 2.921.1310)



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7402.200	Bouchons de fermeture pour 6.7402.110 123 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 15 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.210	Bouchons de fermeture pour 6.7402.120 225 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 19 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.220	Bouchons de fermeture pour 6.7402.130 172 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 22 mm pour mesure par réflexion. 
6.7402.230	Bouchons de fermeture pour 6.7402.140 216 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 28 mm pour mesure par réflexion. 

6.7402.110

Flacons à usage unique, 15 mm, réflexion

123 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 15 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.120

Flacons à usage unique, 19 mm, réflexion

225 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 19 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.130

Flacons à usage unique, 22 mm, réflexion

172 flacons en verre à usage unique, refermables, d'un diamètre de 22 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient à l'appareil d'analyse de matières solides NIR des familles de produits XDS, DS2500 et OMNIS.



6.7402.140

Flacons à usage unique, 28 mm, réflexion

216 flacons en verre à usage unique, pouvant être refermés, d'un diamètre de 28 mm pour des analyses de matières solides par réflexion. Convient aux appareils d'analyse suivants :

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

