



NIRS XDS RapidLiquid Module

2.921.0410

Des analyses rapides et précises de liquides et suspensions de toutes sortes

L'analyseur NIRS XDS RapidLiquid Analyzer permet des analyses rapides et précises de formules et substances liquides. Des résultats de mesure précis obtenus par simple pression d'une touche font du NIRS XDS RapidLiquid Analyzer une solution aussi fiable que simple pour le contrôle qualité en laboratoire et en production. Les échantillons sont présentés dans des cuvettes en quartz réutilisables ou des flacons en verre à usage unique ; une chambre à échantillons tempérée assure la reproductibilité des conditions d'analyse et, par conséquent, l'exactitude des résultats de mesure.

Contenu de la livraison 2.921.0410

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Des analyses rapides et précises de liquides et suspensions de toutes sortes

L'analyseur NIRS XDS RapidLiquid Analyzer permet des analyses rapides et précises de formules et substances liquides. Des résultats de mesure précis obtenus par simple pression d'une touche font du NIRS XDS RapidLiquid Analyzer une solution aussi fiable que simple pour le contrôle qualité en laboratoire et en production. Les échantillons sont présentés dans des cuvettes en quartz réutilisables ou des flacons en verre à usage unique ; une chambre à échantillons tempérée assure la reproductibilité des conditions d'analyse et, par conséquent, l'exactitude des résultats de mesure.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.7403.030	Support XDS pour flacons à usage unique de 10 mm (6.7402.100) Support pour flacons en verre à usage unique de 10 mm de diamètre.	
6.7403.020	Support XDS pour flacons à usage unique de 2 mm (6.7402.070) Support pour flacons en verre à usage unique de 2 mm de diamètre.	
6.7403.000	NIRS XDS Support pour flacons à usage unique de 8 mm (6.7402.000) Support pour flacons en verre à usage unique de 8 mm de diamètre.	
6.7402.070	Flacons à usage unique, diamètre 2 mm, pour mesure de transmission 200 flacons en verre (borosilicate) à usage unique, refermables, d'un diamètre de 2 mm pour des analyses de liquides par transmission. Compatible avec : • Support OMNIS NIR, flacon, 2 mm (6.07401.050) • Support DS2500 pour cellules à circulation (6.7492.000)	

6.7402.100

Flacons à usage unique, diamètre 10 mm, pour mesure de transmission

195 flacons en verre (borosilicate) à usage unique, refermables, d'un diamètre de 10 mm pour des analyses de liquides lors d'une transmission.

Compatible avec :

- Support OMNIS NIR, flacon, 10 mm (6.07401.080)
- Support DS2500 pour flacons à usage unique 4 mm (6.7492.030)



6.7402.240

Flacon à usage unique, 8 mm, transmission, Qté 100

100 flacons en verre (borosilicate) à usage unique avec une longueur de chemin de 8 mm pour des analyses de liquides lors d'une transmission. Les flacons à usage unique sont fournis avec les bouchons de fermeture correspondants (quantité = 100).

Compatible avec :

- Support OMNIS NIR, flacon, 8 mm (6.07401.070)
- Support DS2500 pour flacons à usage unique 8 mm (6.7492.020)



6.7402.260

Bouchons de fermeture pour flacon à usage unique, 4 mm, Qté 100

100 bouchons de fermeture pour flacons à usage unique 4 mm pour mesure par transmission (6.7402.250).

