



NIRS XDS Transmission OptiProbe Module

2.921.0520

Système de mesure robuste pour le contrôle des réactions de liquides en laboratoire technique et dans les installations pilotes

L'analyseur NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permet la détermination efficace de la composition de produits aqueux, de liquides clairs, de solvants ainsi que d'échantillons visqueux. Cet appareil est aussi bien adapté à une utilisation en laboratoire technique qu'à des applications atline dans le cadre de la transposition des processus de production à plus grande échelle. Pour les échantillons visqueux, des flacons en verre à usage unique pour NIRS sont disponibles, ce qui limite le nettoyage à un minimum. Le NIRS VialHeater, disponible en option, permet l'analyse d'échantillons jusqu'à une température atteignant 200 °C.

Contenu de la livraison 2.921.0520

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Système de mesure robuste pour le contrôle des réactions de liquides en laboratoire technique et dans les installations pilotes

L'analyseur NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permet la détermination efficace de la composition de produits aqueux, de liquides clairs, de solvants ainsi que d'échantillons visqueux. Cet appareil est aussi bien adapté à une utilisation en laboratoire technique qu'à des applications atline dans le cadre de la transposition des processus de production à plus grande échelle. Pour les échantillons visqueux, des flacons en verre à usage unique pour NIRS sont disponibles, ce qui limite le nettoyage à un minimum. Le NIRS VialHeater, disponible en option, permet l'analyse d'échantillons jusqu'à une température atteignant 200 ° C.



NIRS Dispositif de calibrage pour sonde de transmission

