



MIRA M-1 Basic Package

2.923.0010

Les Metrohm Instant Raman Analyzers (MIRA) sont des spectromètres Raman portables haute performance pour des analyses rapides non destructives d'échantillons chimiques et pharmaceutiques, qu'ils soient liquides ou solides. À peine plus grands qu'un smartphone, les spectromètres MIRA sont les seuls actuellement parmi les spectromètres Raman mobiles disponibles sur le marché à fonctionner selon le principe de la technologie du balayage orbital tramé (ORS). Le Basic Package, avec support d'échantillon intégré, permet de présenter les échantillons directement dans de petits flacons qui seront simplement placés dans le spectromètre MIRA M-1 (classe de protection laser 1).

Contenu de la livraison 2.923.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Les Metrohm Instant Raman Analyzers (Mira) sont des spectromètres Raman portables haute performance pour des analyses rapides non destructives d'échantillons chimiques et pharmaceutiques, qu'ils soient liquides ou solides. À peine plus grands qu'un smartphone, les spectromètres Mira sont les seuls actuellement parmi les spectromètres Raman mobiles disponibles sur le marché à fonctionner selon le principe de la technologie du balayage orbital tramé (ORS). Le Basic Package, avec support d'échantillon intégré, permet de présenter les échantillons directement dans de petits flacons qui seront simplement placés dans le spectromètre Mira M-1 (classe de protection laser 1).



1,5 V type LR6. Jeu de 4 pièces. Pour 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.7430.060

Chiffon microfibre

Chiffon pour écrans et systèmes optiques.



1 STK

6.7502.000

Flacons en verre pour les Mira M-1 Basic et Advanced Packages

Flacons en verre à utiliser avec les Mira M-1 Basic et Advanced Packages.



1 STK

6.7550.000

Standard de calibrage ABS/TiO₂

Standard ABS/TiO₂ pour calibrer les échelles de nombres d'onde des spectromètres Mira.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.6071.000	Logiciel Mira Cal Le logiciel convivial Mira Cal sert en premier lieu à l'enregistrement en mémoire des données, au transfert des données ainsi qu'à l'activation ou la désactivation des bibliothèques de spectres. De plus, Mira Cal est idéal pour appliquer le principe de la « open library ». Ceci permet de créer des bibliothèques adaptées à une problématique très spécifique.

