




943 Professional Reactor Vario

2.943.0110

Le 943 Professional Reactor Vario est un réacteur chauffable spécialement étudié pour la dérivatisation pré- et post-colonne. Il se caractérise par sa robustesse, sa rapidité de chauffe et la possibilité d'obtenir des réactions jusqu'à 150 °C.

Contenu de la livraison 2.943.0110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 STK

6.1015.100

Metrosep BP 1 Guard/2.0

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 est utilisée pour générer une pression de service suffisante dans le trajet d'écoulement des réactifs post-colonne. Elle s'utilise en association avec une pompe haute pression pour le transport du réactif post-colonne dans le Professional Reactor.



1 STK

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



2 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1m



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK


6.2845.100

Plaque de réacteur complète pour Professional
Reactor

Plaque de réacteur intelligente avec réacteur pour applications PCR.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1602.200	Adaptateur de siphon pour bouteille 2 x M6, 1 x M8 pour 6.1608.120 Adaptateur de siphon pour bouteille d'éluant en PP pour éluants, solutions de dérivation post-colonne, etc. Avec cet adaptateur de siphon pour bouteille, une pression de gaz peut être appliquée sur la bouteille d'éluant en PP.	
6.1608.120	Bouteille d'éluant en PP, 2 L Bouteille d'éluant pour des applications où le verre doit être évité.	
6.1836.020	Capillaire de préchauffage avec noyau, 1,44 m Capillaire de préchauffage pour Professional Reactor / Heater	
6.2061.110	Bac recueil goutte avec capteur pour appareils Professional IC	

6.2061.120

Connecteur système

Pour combiner un module CI avec la surface d'appui d'un Professional IC avec un Compact IC



6.2744.320

Accouplement PEEK M6 / UNF 10/32

Relie des tuyaux de transfert (M6) aux capillaires (UNF 10/32)



6.2845.110

Plaque de réacteur HT complète pour Professional Reactor


Plaque de réacteur avec réacteur pour applications PCR à hautes températures (> 120 °C). Avec capillaire de réacteur en PEEK.



6.2845.200

Réacteur complet pour 6.2845.100


Réacteur supplémentaire pour plaque de réacteur



6.2845.600

Support de colonne complet pour Professional Thermostat

Support de colonne intelligent pour Professional Thermostat



6.2061.100

Support de flacons Appareils Professional IC

Couvercle d'appareil et support de flacons pour les appareils Professional IC.



6.2845.210

Réacteur HT complet pour 6.2845.110

Réacteur pour applications PCR à hautes températures (> 120 °C). Avec capillaire de réacteur en PEEK.

