



945 Professional Detector Vario – Amperometry

2.945.0020

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur IC Amperometric Detector. Il fait preuve d'une excellente sélectivité du fait de ses quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. L'excellent rapport signal/bruit et la disponibilité pour la mesure garantissent une très haute précision de la mesure. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome.

Contenu de la livraison 2.945.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.945.0020	945 Professional Detector Vario – Amperometry

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur IC Amperometric Detector. Il fait preuve d'une excellente sélectivité du fait de ses quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. L'excellent rapport signal/bruit et la disponibilité pour la mesure garantissent une très haute précision de la mesure. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome.



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB




1 STK

6.2165.000

Câble de connexion pour 61257XXX

Câbles de connexion de la cellule de détecteur ampérométrique.



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2813.040

Cellule fictive pour le IC Amperometric Detector.

Cellule fictive pour tests de performance.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1257.010	Cellule Wall-Jet Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Wall-Jet.	A tan-colored cylindrical cell with a green inlet/outlet on the side and a label on top that reads 'Wall-Jet Cell 6.1257.010'.
6.1257.100	Cellule Thin-Layer Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Thin-Layer. Pour des applications spéciales et des systèmes avec contre-pression élevée (par ex. les couplages MS pour ampérométrie).	A tan-colored cylindrical cell with a green inlet/outlet on the side and a label on top that reads 'Thin-Layer Cell 6.1257.100'.
6.1257.210	Électrode de travail en Au, 3 mm Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.	A tan-colored cylindrical electrode with a gold-colored tip and a label that reads '6.1257.210 Au'.
6.1257.220	Électrode de travail en GC Électrode de travail en carbone vitreux spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.	A tan-colored cylindrical electrode with a dark tip and a label that reads '00396269'.

6.1257.230

Électrode de travail en Pt

Électrode de travail en platine spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.240

Électrode de travail en Ag

Électrode de travail en argent spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.260

Électrode de travail en Au, 2 mm

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm.



6.1257.270

Électrode de travail Cu, 2 mm

Électrode de travail en cuivre spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm. Électrode de travail en alternative à l'électrode en or pour la méthode d'analyse des hydrates de carbone.



6.1257.720 Électrode de référence Ag/AgCl pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en argent-chlorure d'argent spéciale détection ampérométrique.



6.1257.740 Électrode de référence en Pd pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en palladium spéciale détection ampérométrique




6.1257.810 Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet.

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.820 Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.830

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.840

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.5337.000

Équipement CI cellule Wall-Jet : sans électrode

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément, sans électrode.



6.5337.010

Équipement CI cellule Wall-Jet : Carb (Au, Pd)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des hydrates de carbone avec une électrode de travail en or et une électrode de référence en Pd.



6.5337.020

Équipement CI cellule Wall-Jet : cyanure (Ag, Pd)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique du cyanure avec une électrode de travail en argent et une électrode de référence en Pd.



6.5337.030

Équipement CI cellule Wall-Jet : anion (GC, Ag/AgCl)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des anions avec une électrode de référence en Glassy Carbon et une électrode de référence en Ag/AgCl.



6.5337.200

Équipement CI cellule Thin-Layer : sans électrode

Équipement comprenant une cellule Thin-Layer avec accessoires en supplément, sans électrode.



6.5000.200

Kit d'accessoires : IC Amperometric Detector

Kit d'accessoires en option pour l'IC Amperometric Detector en vue de déterminations dans des solutions peu conductrices.



Équipement constitué d'une cellule Thin-Layer et d'accessoires supplémentaires, d'électrodes destinées à une méthode analytique des hydrates de carbone, ainsi que d'une électrode de travail en or et d'une électrode de référence en Pd.

