



# 945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

2.945.0030

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur de conductivité haute performance IC Conductivity Detector et du IC Amperometric Detector, avec les quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome ampérométrique et conductimétrique.

## Contenu de la livraison 2.945.0030

| Qt.   | Order no.  | Description                                                  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.945.0030 | 945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry |

Détecteur intelligent et autonome équipé du détecteur de conductivité haute performance IC Conductivity Detector et du IC Amperometric Detector, avec les quatre modes de mesure : DC, PAD, flexIPAD et CV. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur autonome ampérométrique et conductimétrique.



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.1831.030

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB




1 STK

6.2165.000

Câble de connexion pour 61257XXX

Câbles de connexion de la cellule de détecteur ampérométrique.



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



---

1 STK

6.2813.040

Cellule fictive pour le IC Amperometric Detector.

Cellule fictive pour tests de performance.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1257.010 | Cellule Wall-Jet<br><br>Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Wall-Jet.                                                                                                                               | A tan-colored cylindrical cell with a green inlet/outlet on the side and a label on top that reads 'Wall-Jet Cell 6.1257.010'.   |
| 6.1257.100 | Cellule Thin-Layer<br><br>Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Thin-Layer. Pour des applications spéciales et des systèmes avec contre-pression élevée (par ex. les couplages MS pour ampérométrie). | A tan-colored cylindrical cell with a green inlet/outlet on the side and a label on top that reads 'Thin Layer Cell 6.1257.100'. |
| 6.1257.210 | Électrode de travail en Au, 3 mm<br><br>Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.                                                                                            | A tan-colored cylindrical electrode with a gold-colored tip and a label that reads '6.1257.210 Au'.                              |
| 6.1257.220 | Électrode de travail en GC<br><br>Électrode de travail en carbone vitreux spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.                                                                                     | A tan-colored cylindrical electrode with a black tip and a label that reads '00396269'.                                          |

6.1257.230

Électrode de travail en Pt

Électrode de travail en platine spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



---

6.1257.240

Électrode de travail en Ag

Électrode de travail en argent spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



---

6.1257.260

Électrode de travail en Au, 2 mm

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm.



---

6.1257.270

Électrode de travail Cu, 2 mm

Électrode de travail en cuivre spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm. Électrode de travail en alternative à l'électrode en or pour la méthode d'analyse des hydrates de carbone.



6.1257.720      Électrode de référence Ag/AgCl pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en argent-chlorure d'argent spéciale détection ampérométrique.



---

6.1257.740      Électrode de référence en Pd pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en palladium spéciale détection ampérométrique



---

6.1257.810      Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet.


Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



---

6.1257.820      Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer


Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.830

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



---

6.1257.840

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



---

6.5337.000

Équipement CI cellule Wall-Jet : sans électrode

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément, sans électrode.



---

6.5337.010

Équipement CI cellule Wall-Jet : Carb (Au, Pd)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des hydrates de carbone avec une électrode de travail en or et une électrode de référence en Pd.



6.5337.020      Équipement CI cellule Wall-Jet : cyanure (Ag, Pd)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique du cyanure avec une électrode de travail en argent et une électrode de référence en Pd.



---

6.5337.030      Équipement CI cellule Wall-Jet : anion (GC, Ag/AgCl)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des anions avec une électrode de référence en Glassy Carbon et une électrode de référence en Ag/AgCl.



---

6.5337.200      Équipement CI cellule Thin-Layer : sans électrode

Équipement comprenant une cellule Thin-Layer avec accessoires en supplément, sans électrode.



---

6.5000.200      Kit d'accessoires : IC Amperometric Detector

Kit d'accessoires en option pour l'IC Amperometric Detector en vue de déterminations dans des solutions peu conductrices.



Équipement constitué d'une cellule Thin-Layer et d'accessoires supplémentaires, d'électrodes destinées à une méthode analytique des hydrates de carbone, ainsi que d'une électrode de travail en or et d'une électrode de référence en Pd.

