



Électrode génératrice avec diaphragme

6.00348.100

Électrode génératrice avec diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22. Cette électrode possède un connecteur du câble coudé vers le haut qui simplifie leur protection et le maniement en cas d'utilisation du four OMNIS Sample Robot.

Cette électrode génératrice convient spécialement aux applications suivantes :

- Échantillons à teneur en eau absolue très faible 50 ppm
- Détermination coulométrique de la teneur en eau dans les échantillons huileux
- Applications utilisant des réactifs de cétone
- Applications utilisant des réactifs peu conducteurs (ajout de chloroforme, xylène > 10 %)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.120

Câble d'électrode / 1 m / H

Avec fiche H. Pour la connexion d'électrode génératrice - Coulomètre KF.
Longueur: 1 m



6.2104.620

Câble d'électrode / 0,65 m / H

Avec fiche H, pour la liaison Électrode génératrice - Coulomètre

