



Double électrode annulaire Au

6.00353.100

Électrode à tige de verre avec deux anneaux d'or qui sont polarisés pour les titrages Redox (titrage bi-voltammétrique).

Cette électrode convient par excellence à la détermination de la vitamine C et est facilement nettoyée, même en cas d'échantillons fortement adhérents.

Contenu de la livraison 6.00353.100

Qt.	Order no.	Description
10 Stk	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.02104.040	Câble d'électrode, tête enfichable G (pol.) / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique polarisable (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	
6.02104.050	Câble d'électrode, tête enfichable G (pol.) / fiche P, 1,5 m Câble pour le raccordement d'une électrode analogique polarisable (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	