



dF EIS combinée avec Pt1000

6.00500.300

Électrode sélective au fluorure numérique combinée à membrane cristalline pour OMNIS avec capteur de température Pt1000 intégré. Cette EIS convient aux :

- Mesures ioniques de F^- (10^{-6} mol/L à sat.)
- Mesures ioniques automatisées
- Titrages

Électrolyte de référence : $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$

L'électrode est conservée dans l'électrolyte de référence.

Les dTodes peuvent être utilisées sur les OMNIS Titrator.

Contenu de la livraison 6.00500.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk


6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2308.050	Électrolyte 3 mol/L KCl (50 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2313.000	Electrolyte 3 mol/L KCl (1000 mL) Électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag/AgCl)	
6.02104.300	Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.	

6.02104.310

Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 1,5 m

Câble pour le raccordement d'une dTrobe (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.

