



F EIS combinée avec Pt1000

6.00500.600

Électrode sélective au fluorure combinée à membrane cristalline et capteur de température Pt1000 intégré.

Cette EIS convient aux :

- Mesures ioniques de F^- (10^{-6} mol/L à sat.)
- Mesures ioniques automatisées
- Titrages

Électrolyte de référence : $c(KCl) = 3$ mol/L

L'électrode est conservée dans l'électrolyte de référence.

Contenu de la livraison 6.00500.600

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk


6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.600	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.2104.610	Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F + 2x2 mm B, 2 m Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).	
6.02104.600	Câble d'électrode, tête enfichable U / fiche P, 0,55 m Câble pour le raccordement d'une électrode avec tête enfichable U sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	
6.02104.610	Câble d'électrode, tête enfichable U / fiche P, 1,5 m Câble pour le raccordement d'une électrode avec tête enfichable U sur un module de mesure analogique d'OMNIS.	

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)

