



## Metrosep A Supp 19 - 100/4.0

6.01034.410

Propriétés de séparation exceptionnelles et capacité élevée : voici ce qui distingue clairement la famille de produits Metrosep A Supp 19 de la gamme de colonnes. Elle se caractérise par les meilleures symétries de pic et sélectivités ainsi que par une stabilité thermique, mécanique et chimique élevée, ce qui la rend extrêmement robuste et stable à des débits et des pressions plus élevés.

La colonne de séparation d'anions la plus petite de la famille de produits Metrosep A Supp 19 est le modèle 100 mm - parfaitement adapté aux applications simples nécessitant une analyse rapide et robuste. Pour les écoulements plus importants, les anions standard peuvent être déterminés de manière fiable en moins de 7 minutes. La séparation entre fluorure et le pic de temps mort est garantie même avec des débits plus importants. Les temps d'élution courts permettent un débit d'échantillons élevé, ce qui est particulièrement important pour les laboratoires sous contrat et les analyses de routine.

Un autre domaine d'application de Metrosep A Supp 19 - 100/4.0 est la détermination d'analytes qui éluent généralement très tard, p. ex. perchlorate ou citrate. De tels analytes peuvent également être déterminés en très peu de temps grâce à des débits élevés et des éluants puissants, ce qui rend l'ensemble de l'analyse rapide et efficace.

Contenu de la livraison 6.01034.410

| Qt.   | Order no.  | Description                                                             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Bouchon fileté                                                          |
|       |            | Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes. |



---

## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                  |
|-------------|------------------------------|
| 6.01034.500 | Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 |

Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 fournit une protection fiable des colonnes de séparation anioniques de la famille de produits Metrosep A Supp 19 contre la contamination de l'échantillon ou de l'éluant et prolonge ainsi considérablement leur durée de vie. Les précolonnes et les colonnes de séparation de la famille de produits Metrosep A Supp 19 sont fabriquées en PEEK et remplies du même matériau. Cela garantit que les performances de séparation chromatographique ne sont en aucun cas compromises.

Le système « On Column Guard » permet de visser directement et confortablement la précolonne sur la colonne de séparation anionique. Le prix avantageux et la facilité de manipulation font de Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 la protection idéale de la colonne de séparation.

