



## Metrosep A Supp 20 - 150/4,0

6.01035.420

Le Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 est une colonne avancée de chromatographie anionique conçue pour produire des séparations de grande qualité pour les applications réglementaires et avancées. Son excellente performance de séparation en fait l'outil idéal pour les méthodes nécessitant une détermination précise des anions standard et des oxyhalogénures, y compris selon US EPA 300.1, parties A et B et ISO 10304, parties 1 et 4. Avec une performance fiable sur différents types d'échantillon, il offre aux laboratoires une solution stable tant pour les analyses d'anions de routine que celles de conformité.

Le Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 est construit sur un matériel porteur durable en polystyrène /divinylbenzène et sa sélectivité est optimisée pour un fonctionnement avec des éluants carbonate isocratiques, garantissant ainsi une solution particulièrement robuste et conviviale pour les opérations quotidiennes de chromatographie anionique. Ceci garantit une excellente stabilité à long terme et une totale compatibilité avec les méthodes CI largement établies.

Grâce à sa capacité élevée d'échange d'anions, le Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 prend en charge la gamme complète d'applications généralement réalisées par les colonnes d'anions haute capacité, y compris la détermination des oxyhalogénures, des anions standards et du dichloroacétate. La version plus courte de la série Metrosep A Supp 20, la version 150/4,0, permet une analyse rapide et précise de différents types d'échantillon et convient pour la plupart des déterminations.

## Contenu de la livraison 6.01035.420

| Qt.   | Order no.  | Description    |
|-------|------------|----------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Bouchon fileté |

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                  |
|-------------|------------------------------|
| 6.01035.500 | Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 |

Le Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 garantit une protection fiable des colonnes de séparation Metrosep A Supp 20 en empêchant les polluants venant de l'échantillon ou de l'éluant de pénétrer dans la colonne de séparation. Remplie avec la même phase stationnaire que les colonnes de séparation correspondantes et abritée dans un boîtier en PEEK stable sur le plan chimique, cette précolonne préserve la performance de colonne et prolonge la durée de vie de la colonne de séparation principale sans compromettre la qualité chromatographique.

