



Metrosep A Supp 20 - 250/4,0

6.01035.430

Le Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 est une colonne avancée de chromatographie anionique conçue pour les séparations de grande qualité dans les applications réglementaires et basées sur une méthode. Avec une longueur rallongée de la colonne et une performance de séparation exceptionnelle, il est parfait pour la détermination précise d'anions standard et d'oxyhalogénures conformément à US EPA 300.1, parties A et B et ISO 10304, parties 1 et 4. Sa performance sur une large gamme de types d'eau et de matrices en fait un choix fiable pour les laboratoires nécessitant une analyse d'anions cohérente et conforme.

Le Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 est construit sur un matériel porteur durable en polystyrène/divinylbenzène et sa sélectivité est optimisée pour un fonctionnement avec des éluants carbonate isocratiques, garantissant ainsi une solution particulièrement robuste et conviviale pour le fonctionnement CI à long terme. La version longue du Metrosep A Supp 20 assure une résolution augmentée, offrant ainsi une puissance de séparation améliorée et une meilleure compatibilité avec les matrices d'échantillon complexes.

Le Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 convient tout particulièrement aux applications exigeantes impliquant des échantillons environnementaux, des eaux usées industrielles et d'autres matrices d'échantillon compliquées. Il prend en charge toute la gamme d'applications généralement réalisée par les colonnes d'anion haute capacité, en se concentrant sur la détermination d'oxyhalogénures, d'anions standard et de dichloroacétate et en offrant plus de robustesse méthodique et de flexibilité analytique.

Contenu de la livraison 6.01035.430

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté
		Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4,0

Le Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 garantit une protection fiable des colonnes de séparation Metrosep A Supp 20 en empêchant les polluants venant de l'échantillon ou de l'éluant de pénétrer dans la colonne de séparation. Remplie avec la même phase stationnaire que les colonnes de séparation correspondantes et abritée dans un boîtier en PEEK stable sur le plan chimique, cette précolonne préserve la performance de colonne et prolonge la durée de vie de la colonne de séparation principale sans compromettre la qualité chromatographique.

