



dThermoprobe HF

6.01118.300

Capteur de température numérique haute sensibilité pour le titrage thermométrique avec OMNIS dans des milieux contenant du fluorure d'hydrogène (HF).

Le temps de réponse du Thermoprobe est court et sa résolution élevée, il permet la mesure précise des variations de température les plus infimes.

Ce capteur peut être utilisé dans des solutions acides contenant du fluorure. Il convient par ex. aux applications suivantes :

- Détermination du sodium
- Titrage de bains de gravure

Contenu de la livraison 6.01118.300

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.02104.300	Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 0,55 m	
	Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.	
6.02104.310	Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 1,5 m	
	Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.	