



Couvercle de récipient de titrage Eco destiné au titrage volumétrique Karl Fischer

6.01405.050

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un Eco KF Titrator

Contenu de la livraison 6.01405.050

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1454.130	Joint profilé en FPM pour 61414xxx pour appareils KF et VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01408.010	Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.	
6.02709.010	Bouchon Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.	
6.02709.020	Bouchon à septum Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02709.030	Embout fileté Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	

6.02709.040

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.02711.000

Cuillère à pâte

Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.

La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.

Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.

Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.

