




# Gouttière pour OMNIS Sample Robot M/L WSM

6.01804.460

La gouttière est installée derrière les postes de travail de l'OMNIS Sample Robot WSM M/L et récupère la solution qui peut déborder en cas d'erreur, afin de l'acheminer en toute sécurité et sans contact par un tuyau jusqu'à un bidon de déchets.

## Contenu de la livraison 6.01804.460

| Qt.   | Order no.   | Description                  |
|-------|-------------|------------------------------|
| 1 STK | 6.01803.000 | Tuyau en silicone 8/12 2,5 m |

Tuyau en silicone à raccorder au conduit d'écoulement des modules Pick&Place ou de pompe afin que le trop-plein de solution s'écoule de manière sûre dans le bidon de déchets.



1 STK

6.01808.010

Connexion tubulaire en Y, PP, 3 x 7-8 mm

Pièce de connexion pour tubes à déchets



---

1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



---

1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619. XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution Sample Processor.



---

1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15

