



Base de module M/L

6.02003.010

Base de module d'extension des modules principaux M et L pour l'OMNIS Sample Robot.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.1014.0010	Module Pick&Place

Module à intégrer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail accueille le bécher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés sont nettoyés ou rangés dans le bécher de rangement du module Pick&Place. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé est utilisé sur ce poste de travail.



2.1014.0110

Module Pick&Place avec agitateur

Module à intégrer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail accueille le b cher d' chantillon pour l'analyse. L'agitateur magn tique int gr  permet d'analyser directement dans le Sample Robot des  chantillons pr par s sur un syst me   agitateur magn tique externe, sans qu'il soit n cessaire de retirer l'agitateur magn tique au pr alable. Entre les analyses, les capteurs utilis s sont nettoy s ou rang s dans le b cher de rangement du module Pick&Place.



2.1016.0010

Module de pompe p ristaltique (2 canaux)

Module   int grer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail est  quip  d'une pompe de rin age et d'une pompe d'aspiration. Elles sont utilis es pour nettoyer les capteurs dans un module Pick&Place et vider le b cher d' chantillon apr s l'analyse, avant qu'il ne soit remplac  dans le rack.



2.1016.0110

Module de pompe p ristaltique (4 canaux)

Module   int grer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail est  quip  de deux pompes de rin age et de deux pompes d'aspiration. Elles sont utilis es pour nettoyer les capteurs dans deux modules Pick&Place et vider le b cher d' chantillon apr s l'analyse, avant qu'il ne soit remplac  dans le rack.

