



Électrode à aiguille

6.0226.100

Électrode pH combinée ne nécessitant aucune maintenance (électrolyte gel) pour des mesures par insertion de tout type (par ex. pour fromage, viande ou pâte).

Cette électrode est stockée dans une solution de chlorure de potassium saturée $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) et n'est pas adaptée à des solutions pauvres en ions.

L'indicateur de vieillissement indique en temps utile quand un changement d'électrode est nécessaire.

Contenu de la livraison 6.0226.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020 Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



6.2308.000 Électrolyte KCl sat. (250 mL)

Électrolyte KCl (saturé), 250 mL

