



Solvotrode easyClean (câble fixe 1,2 m)

6.0229.010

Électrode pH combinée avec diaphragme flexible easyClean et câble fixe (1,2 m) pour tous les titrages acide-base en milieu non aqueux.

La membrane de verre est optimisée pour les solutions peu conductrices et, grâce au diaphragme easyClean facile à nettoyer, cette électrode est également adaptée à des échantillons fortement contaminés (par ex. de l'huile usagée).

Cette électrode peut être utilisée avec des électrolytes de référence non aqueux (tels que le chlorure de lithium ou le bromure de tétraéthylammonium). Conservation dans l'électrolyte de référence correspondant.

La Solvotrode easyClean est également disponible avec une longueur de câble fixe de 2,0 m sous la référence article 6.0229.020.

Contenu de la livraison 6.0229.010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



1 STK

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02109.000	Câble d'adaptateur OMNIS Ce câble d'adaptateur de la prise F sur la fiche P convient pour le raccordement d'un capteur sans capteur de température avec câble fixe (par ex. Optrode ou Solvotrode easyClean) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL) Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), c(TEABr) = 0.4 mol/L

