



Solvotrode easyClean (câble fixe 2,0 m)

6.0229.020

Électrode pH combinée avec diaphragme flexible easyClean et câble fixe (2,0 m) pour tous les titrages acide-base en milieu non aqueux automatisés.

La membrane de verre est optimisée pour les solutions peu conductrices et, grâce au diaphragme easyClean facile à nettoyer, cette électrode est également adaptée à des échantillons fortement contaminés (par ex. de l'huile usagée).

Cette électrode peut être utilisée avec des électrolytes de référence non aqueux (chlorure de lithium ou bromure de tétraéthylammonium). Conservation dans l'électrolyte de référence correspondant.

Contenu de la livraison 6.0229.020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL) Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), c(TEABr) = 0.4 mol/L 
6.02109.000	Câble d'adaptateur OMNIS Ce câble d'adaptateur de la prise F sur la fiche P convient pour le raccordement d'un capteur sans capteur de température avec câble fixe (par ex. Optrode ou Solvotrode easyClean) sur un module de mesure analogique d'OMNIS. 