



Porotrode

Électrode pH combinée pour des mesures du pH ou des titrages dans :

- des échantillons contenant des protéines (denrées alimentaires, échantillons biologiques)
- des échantillons fortement contaminés
- des échantillons visqueux

Le diaphragme capillaire spécialement développé et l'électrolyte de référence Porolyte (6.2318.000) permettent d'obtenir une performance optimale dans des solutions contenant des protéines. Conservation dans une solution de conservation.

Contenu de la livraison

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2318.010	Porolyte 50 mL Électrolyte de référence Porolyte pour électrodes 6.0235.200 Porotrode et 6.00235.600 Porotrode avec Pt1000. Remplace 6.2318.000 Porolyte 50 mL.	
6.2325.100	Solution de nettoyage 3 x 50 mL Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH. La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit. Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	

6.2104.030

Câble d'électrode 2 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.

