



Fermeture vissée avec septum

6.02743.090

La fermeture à vis avec septum est idéale pour conserver les échantillons et standards de référence sur une période prolongée. Fermeture à vis avec septum pour flacon PP, 50 ml (6.02743.030), flacon PE, 125 ml (6.1627.000) et flacon PE, 50 ml (6.1608.100).

Avec le 858 Professional Sample Processor, l'aiguille d'aspiration d'échantillons en acier revêtue (6.2624.200) ou l'aiguille de prélèvement Pick-up (6.2624.100) doit être montée afin de percer le septum.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1608.100	Flacon PE 50 mL
	Flacon pour Extension Module LQH.



6.1627.000

Flacon en PE, 125 mL pour CI

Ce flacon est utilisé pour la dilution entièrement automatique.



6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



6.2624.200

Aiguille d'échantillonnage en acier, à revêtement

Alternative pour l'aiguille d'échantillonnage en oxyde de zirconium. Particulièrement adaptée pour des récipients à septum. Exempt de métal grâce à son revêtement spécial. Le support d'aiguille 1/16 in. (6.2833.010) est requis pour le montage sur le Sample Processor.



6.2624.100

Aiguille de prélèvement sans métal

Aiguille d'acier revêtu pour le mode de prélèvement sans métal ainsi que pour les récipients d'échantillon Eppendorf.

