



Fermeture à vis sans septum, ID 14,2 mm

6.02743.100

La fermeture à vis sans septum peut être utilisée en combinaison avec le flacon PP, 50 mL (6.02743.030). Le bouchon avec perforation (6.2743.070) peut être poussé dans le trou et ferme le flacon. Il offre une option de verrouillage parfaite si l'aiguille standard (6.2846.010) est utilisée sur le 858 Professional Sample Processor.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1608.100	Flacon PE 50 mL
	Flacon pour Extension Module LQH.



6.1627.000

Flacon en PE, 125 mL pour CI

Ce flacon est utilisé pour la dilution entièrement automatique.



6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



6.2743.070

Bouchon perforé

2000 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI



6.2743.077

Bouchon perforé

200 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI

