



Électrode à tige en platine séparée

6.0331.000

Cette électrode de métal doit être utilisée avec une électrode de référence ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence), elle convient :

- aux titrages Redox
- comme électrode auxiliaire pour la potentiométrie différentielle

La tige robuste en polypropylène et la tige de métal sont remplaçables séparément.

Contenu de la livraison 6.0331.000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

6.2106.020

Câble à torons 1 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes
avec tête enfichable B



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1241.030	Tige d'électrode Tige d'électrode pour électrodes séparées à pointe métallique	
6.1248.000	Tige d'électrode en platine Tige d'électrode en platine pour électrode à tige métallique séparée	
6.0729.100	Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm) Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction et blindage séparé, longueur d'installation 10 cm. Cette électrode de référence est idéale pour : • des échantillons non aqueux • la potentiométrie différentielle Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Le capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.	

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)

