



Électrode à tige en argent séparée

6.0331.010

Cette électrode de métal doit être utilisée avec une électrode de référence ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence), elle convient aux titrages par précipitation (nitrate d'argent comme titrant). La tige robuste en polypropylène et la tige de métal sont remplaçables séparément.

Contenu de la livraison 6.0331.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1241.030	Tige d'électrode Tige d'électrode pour électrodes séparées à pointe métallique	
6.1248.010	Tige d'électrode en argent Tige d'électrode en argent pour électrode séparée à tige métallique	
6.0729.100	Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm) Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction et blindage séparé, longueur d'installation 10 cm. Cette électrode de référence est idéale pour : • des échantillons non aqueux • la potentiométrie différentielle Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Le capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.	