



Électrode à membrane de verre Na

6.0501.100

Électrode à membrane de verre sélective d'ions sodium et rodage normalisé.

Cette EIS s'utilise en association avec une électrode de référence et convient aux :

- Mesures ioniques de Na^+ (10^{-5} à 1 mol/L)
- Titrages

Cette électrode convient également aux matrices difficiles comme les jus de fruits/légumes et les échantillons qui contiennent du chlorate ou du perchlorate.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



6.0750.100

Electrode de référence LL pour EIS

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction.

Cette électrode de référence est idéale pour :

- des applications automatisées
- des mesures d'ions
- Titration des tensioactifs

Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.

