



# Électrode ionique spécifique, Br

6.0502.100

Électrode sélective de bromure à membrane cristalline.

Cette EIS doit être utilisée en association avec une électrode de référence et convient aux :

- Mesures ioniques de  $\text{Br}^-$  ( $5 \cdot 10^{-6}$  à 1 mol/L)
- Mesures ioniques dans de très faibles volumes d'échantillons (profondeur d'immersion min. = 1 mm)
- Titrages

Grâce à sa tige en EP robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique.

Le kit de polissage fourni permet un nettoyage et une rénovation faciles de la surface de l'électrode.

Contenu de la livraison 6.0502.100

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.0750.100 | <p>Electrode de référence LL pour EIS</p> <p>Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction.</p> <p>Cette électrode de référence est idéale pour :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• des applications automatisées</li><li>• des mesures d'ions</li><li>• Titration des tensioactifs</li></ul> <p>Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du <math>c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}</math> comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.</p> |   |
| 6.2104.020 | <p>Câble d'électrode / 1 m / F</p> <p>Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |