



Électrode à membrane de diffusion gazeuse sélective de NH₃ (conc. élevée)

Électrode à membrane de diffusion gazeuse combinée sélective d'ammoniac pour des concentrations supérieures à 10^{-4} mol/L, p. ex. :

- dans les eaux usées
- dans des échantillons huileux
- lors de mesures de longue durée

Une membrane contaminée peut être remplacée individuellement à moindres frais.

Contenu de la livraison

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



100 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2316.030	Solution interne pour électrode 6.0506.100 Electrolyte de mesure pour électrode spécifique à NH_3 (50 mL)



6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.
------------	---

