



Surfactode Refill

6.0507.140

Cette électrode pour tensio-actifs doit être utilisée en association avec une électrode de référence et convient aux :

- Titrages de tensio-actifs ioniques dans des matrices non aqueuses (pas dans le chloroforme)
- Titrages à deux phases ($\text{pH} > 10$)

Grâce à sa surface renouvelable, cette électrode a une durée de vie pratiquement illimitée et est en premier lieu utilisée pour les échantillons tels que détergents ou savons.

Contenu de la livraison 6.0507.140

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2008.040

Récipient de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



100 Stk

6.1236.020

Douille à RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



100 Stk

6.2826.010

Outil de remplissage

Pour l'électrode pour tensioactifs 6.0507.140



100 Stk

6.2319.000

Pâte pour Surfactrode Refill

Pâte de remplissage pour la 6.0507.140 Surfactrode Refill



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.0750.100	Electrode de référence LL pour EIS Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction. Cette électrode de référence est idéale pour : • des applications automatisées • des mesures d'ions • Titration des tensioactifs Le diaphragme rodé insensible à la contamination fournit un débit d'électrolyte constant et reproductible. De plus, l'électrolyte de référence est gélifié pour une stabilité de signal encore améliorée. Le capteur est fourni avec du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte intermédiaire, cet électrolyte peut cependant être librement sélectionné et remplacé selon l'utilisation.	
6.0726.100	Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm) Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction, longueur d'insertion 10 cm. Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Ce capteur est fourni sans électrolyte.	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	