



Électrode à membrane polymère combinée, K

6.0510.110

Électrode sélective de potassium combinée à membrane polymère.
Cette EIS convient aux :

- Mesures ioniques de K^+ (10^{-7} à 1 mol/L) dans des solutions aqueuses
- Titrages dans des solutions aqueuses

Grâce à la tige en polypropylène robuste/incassable et à la protection antichoc de la membrane polymère, ce capteur présente une très grande résistance mécanique.
Du $c(CH_3COOLi) = 1$ mol/L est utilisé comme électrolyte de référence.

Contenu de la livraison 6.0510.110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

10 Stk

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



10 Stk

6.2008.040

Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2328.000	Électrolyte acétate Li 1 mol/L (50 mL) Électrolyte acétate de lithium 1 mol/L (électrolyte de référence couplée pour K ⁺ -EIS 6.0510.110)	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	