




## Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - mode poussée

6.05330.110

Jeu d'accessoires pour l'ultrafiltration inline 2 - mode poussée. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Set recommandé pour la combinaison avec dilution inline (MIDT).

### Contenu de la livraison 6.05330.110

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.2744.070 | Vis de pression courte<br>Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK |



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.1831.160

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



2 STK

6.1803.040

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.



1 STK

6.02057.030

Support de cellule d'ultrafiltration 2

Support de montage de la cellule d'ultrafiltration 2 6.02729.110 sur le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



1 STK

6.02729.110

Cellule d'ultrafiltration 2

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.



2 STK

6.1803.050

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 20 cm

Capillaire pour dialyse inline et filtration, pour Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 STK

6.1826.390

Tuyau de pompe LFL (jaune/jaune), 3 fixations

Pour la solution échantillon en Inline Filtration.



1 STK

6.2714.020

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm,  
50 pcs

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour  
filtration inline.



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion  
capillaires en PEEK)



1 STK

6.1826.320

Tuyau de pompe LFL (orange/jaune), 3 taquets

Pour solutions du supprimeur et pour la solution acceptatrice en cas de  
dialyse inline et d'ultrafiltration inline.



1 STK

6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                     |
|------------|---------------------------------|
| 6.5330.120 | Équipement CI : dilution inline |

Jeu d'accessoires pour la dilution inline. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor, le 800 Dosino et le 741 Magnetic Stirrer.

