



Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - MiPT

6.05330.210

Jeu d'accessoires en combinaison avec l'ultrafiltration inline 2 et MiPT. À utiliser avec 858 Professional Sample Processor.

Contenu de la livraison 6.05330.210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1805.120	Tuyau en FEP / M6 / 100 cm Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.110

Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



1 STK

6.1831.160

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm




1 STK

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.



1 STK

6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la connexion avec un tuyau FEP/M6.



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.1803.040

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.



1 STK

6.1825.290

Boucle d'échantillon PEEK 250 µL

Boucle d'échantillon pour « Technique intelligente Partial-Loop de Metrohm » (MiPT) et pour PILS (particle into liquid sampler). Avec 2 vis de pression PEEK.



1 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619. XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution Sample Processor.




1 STK

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL sans accessoires

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



1 STK

6.02057.030

Support de cellule d'ultrafiltration 2

Support de montage de la cellule d'ultrafiltration 2 6.02729.110 sur le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



1 STK

6.02729.110

Cellule d'ultrafiltration 2

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.



1 STK

6.1803.050

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 20 cm

Capillaire pour dialyse inline et filtration, pour Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 STK

6.1826.390

Tuyau de pompe LFL (jaune/jaune), 3 fixations

Pour la solution échantillon en Inline Filtration.



1 STK

6.2714.020

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm,
50 pcs

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour
filtration inline.



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion
capillaires en PEEK)



1 STK

6.1841.000

Capillaire de transfert PEEK 2 mL, 5 m



1 STK

6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



1 STK

6.1826.380

Tuyau pour pompe péristaltique LFL (gris/gris), 3
fixations

Pour Dilution «Inline».



1 STK

6.2841.120

Station de manipulation des liquides, à gauche

Station combinée de rinçage et de dilution pour passeurs d'échantillons
avec Swing Head. Pour montage à gauche de la tour.

