




OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP/DD

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Vis de pression courte

2 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

1 PCS

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

1 PCS

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

1 PCS

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces.
Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



6.1825.290

Boucle d'échantillon PEEK 250 µL

1 PCS

Boucle d'échantillon pour « Technique intelligente Partial-Loop de Metrohm » (MiPT) et pour PILS (particle into liquid sampler). Avec 2 vis de pression PEEK.



6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

1 PCS


Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110



Cellule d'ultrafiltration 2

1 PCS

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.

6.2714.020



Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 50 pcs

1 PCS

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.

6.1831.180



PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

2 PCS

6.2744.000



Vis de pression PVDF

1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)

6.2831.010



Pince en plastique

1 PCS

Pour la dialyse et les membranes de filtrage