

1 STK

6.01406.010

Tube d'adsorption avec couvercle

Tube d'adsorption avec couvercle pour titreur Karl Fischer OMNIS volumétrique



1 STK

6.01406.220

Réipient de titrage 20 – 90 mL

Réipient de titrage 20 – 90 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.01406.250

Réipient de titrage 50 – 150 mL

Réipient de titrage 50 – 150 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.01408.010

Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer

Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.



1 STK

6.01543.120

Seringue anti-diffusion

Pointe de burette avec vanne anti-diffusion, adaptée au titreur OMNIS Karl Fischer.



1 STK

6.02104.040

Câble d'électrode, tête enfichable G (pol.) / fiche P, 0,55 m

Câble pour le raccordement d'une électrode analogique polarisable (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.



3 STK

6.02709.010

Bouchon

Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.020

Bouchon à septum

Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



2 STK

6.02709.030

Embout fileté

Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



1 STK

6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS 601406010.



1 STK

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.



1 STK

6.2412.000

Nacelle à pesée

Nacelle à pesée en verre pour couvercle de récipient de titrage 6.1414.030 ou récipient de titrage 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Pour détermination KF de la teneur en eau. Avec tube protecteur.



2 STK

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



2 STK

6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



1 STK

6.01405.040

Couvercle de récipient de titrage OMNIS destiné aux récipients de titrage 601406XXX pour Polytron

Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un OMNIS Titrator et Polytron.



1 STK

6.02008.010

Support de Polytron

Pour fixer le Polytron, pour 601405040.



1 STK

6.02709.050

Douille de guidage

Pour fixer le Polytron dans la partie supérieure du récipient de titrage
601405040.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D - version Metrohm Homogénéisateur pouvant être commandé directement par le logiciel OMNIS, tiamo™ ou le Touch Control. Le Polytron PT 1300 D se compose d'un module de contrôle et d'un moteur. Le système d'accouplement au moteur permet un remplacement facile et rapide des agrégats sans outils supplémentaires. Les échantillons solides peuvent être fragmentés sans difficulté. Cet appareil est également idéal pour obtenir un bon mélange dans le cas d'échantillons visqueux.	
6.9012.000	Agrégat de dispersion pour Polytron, 125 mm Agrégat de dispersion standard pour Polytron 1300 D	
6.9012.010	Agrégat de dispersion pour Polytron, 157 mm Agrégat de dispersion spécial (version Metrohm) avec couteaux saillants	

6.02709.040

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.02711.000

Cuillère à pâte

Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.

La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.

Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.

Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010

Tamis moléculaire (US)

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

