



Mise à niveau module de pompe péristaltique

6.05800.080

Cet ensemble comprend tous les composants nécessaires pour la mise à niveau d'un module de pompe péristaltique (2 canaux) vers un module de pompe péristaltique (4 canaux) de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place. En plus des pompes nécessaires, tous les tuyaux et bidons requis pour équiper une pompe de rinçage et une pompe d'aspiration supplémentaire sont compris dans le set. Compatible avec les versions logicielles d'OMNIS 2.13.2 et 2.17 ou supérieures.

Contenu de la livraison 6.05800.080

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01543.100	Pointe d'aspiration pour automatisation

Pointe d'aspiration pour les titrages OMNIS automatisés.




3 STK

6.01805.000

Connexion tubulaire FEP / M6 / 66,5 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.01805.010

Connexion tubulaire PTFE / M8 / 66,5 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.05001.010

Jeu d'accessoires pour le module de pompe
« Péristaltique » (2 canaux)

Le jeu d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à l'installation des tuyaux pour une pompe de rinçage et une pompe d'aspiration sur le module de pompe « Péristaltique ». En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe.



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



2 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.1016.0010	Module de pompe péristaltique (2 canaux) Module à intégrer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail est équipé d'une pompe de rinçage et d'une pompe d'aspiration. Elles sont utilisées pour nettoyer les capteurs dans un module Pick&Place et vider le b�cher d'�chantillon apr�s l'analyse, avant qu'il ne soit remplac� dans le rack.

