



Kit de conversion OMNIS Sample Robot M/L P&P to WSM

6.05800.630

Cet ensemble comporte les composants nécessaires pour préparer un Sample Robot Pick&Place M ou L existant, qui possède au maximum 1 module de pompe et 2 modules Pick&Place Module, à l'utilisation d'un OMNIS Workstation Module.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)
	Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons sans pompes. Le poste de travail réceptionne le bécber d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le bécber de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé sur ce poste de travail.



Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et deux pompes pour le nettoyage automatique (rinçage et aspiration) de récipients d'échantillons et de capteurs. Le poste de travail réceptionne le béccher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le béccher de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.



Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte deux postes de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et quatre pompes pour le nettoyage automatique de récipients d'échantillons et de capteurs (rinçage et aspiration) sur les deux postes de travail. Les postes de travail réceptionnent le béccher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans les bécchers de stockage des postes de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.

