



Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 12,5 cm)

6.0726.100

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction, longueur d'insertion 10 cm.

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Ce capteur est fourni sans électrolyte.

Contenu de la livraison 6.0726.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1243.030	Diaphragme pour électrodes de référence Diaphragme rodé de rechange pour électrodes de référence 6.0726.1XX et 6.0729.1XX	
6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	
6.2106.060	Câble à torons 2 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	

6.2310.010

Électrolyte KNO₃ -1 mol/L 250 mL

Solution d'électrolyte KNO₃ 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL)

Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), c(TEABr) = 0.4 mol/L

