



Électrode de référence Ag/AgCl avec KCl (longueur 12,5 cm)

6.0726.107

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction, longueur d'insertion 10 cm.

Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Ce capteur est prérempli de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence et électrolyte intermédiaire.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.02105.000 Câble à torons, longueur 0,55 m

Câble d'électrode (1 fiche banane de 4 mm, 1 fiche banane de 2 mm) pour le raccordement d'une électrode de référence séparée à une entrée de mesure analogique d'un système de titrage OMNIS.



6.02105.010 Câble à torons, longueur 1,5 m

Câble d'électrode (1 fiche banane de 4 mm, 1 fiche banane de 2 mm) pour le raccordement d'une électrode de référence séparée à une entrée de mesure analogique d'un système de titrage OMNIS, longueur 1,5 m.



6.1243.030 Diaphragme pour électrodes de référence

Diaphragme rodé de rechange pour électrodes de référence 6.0726.1XX et 6.0729.1XX



6.2106.020 Câble à torons 1 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.2106.060

Câble à torons 2 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)

