



Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 16,2 cm)

6.0726.110

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec système double jonction, longueur d'insertion 13,8 cm. Cette électrode de référence est idéale pour les applications automatisées. Le rodage normalisé 14/15 facilite le montage et le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. L'électrolyte de référence et l'électrolyte intermédiaire peuvent être sélectionnés librement selon l'utilisation et sont faciles à remplacer. Ce capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1243.030

Diaphragme pour électrodes de référence

Diaphragme rodé de rechange pour électrodes de référence 6.0726.1XX
et 6.0729.1XX



6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag
/AgCl)



6.2310.010

Électrolyte KNO_3 -1 mol/L 250 mL

Solution d'électrolyte KNO_3 1 M (électrolyte de référence pour
électrodes en argent combinées)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL)

Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène
glycol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$



6.2106.020

Câble à torons 1 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.2106.060

Câble à torons 2 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.02105.000

Câble à torons, longueur 0,55 m

Câble d'électrode (1 fiche banane de 4 mm, 1 fiche banane de 2 mm) pour le raccordement d'une électrode de référence séparée à une entrée de mesure analogique d'un système de titrage OMNIS.



6.02105.010

Câble à torons, longueur 1,5 m

Câble d'électrode (1 fiche banane de 4 mm, 1 fiche banane de 2 mm) pour le raccordement d'une électrode de référence séparée à une entrée de mesure analogique d'un système de titrage OMNIS, longueur 1,5 m.

