



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

Cellule de mesure de conductivité avec constante de cellule $c = 0,9 \text{ cm}^{-1}$, sans capteur de température intégré. Ce capteur est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de $1 \mu\text{S}/\text{cm}$ à $100 \text{ mS}/\text{cm}$) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées

Ce capteur est adapté à l'utilisation avec des passeurs d'échantillons (incluant un rodage normalisé 14/15).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2301.060

Étalon ionique KCl 250 mL

Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).



6.2324.010

Conductivity standard 100 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de $0.1/\text{cm}$.



6.2324.110

Solution standard de conductivité 100 $\mu\text{S/cm}$ 5x30 mL

Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



6.2104.030

Câble d'électrode 2 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.

