



Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La Metrosep A Supp 5 - 150 en version microbore se distingue par de très bonnes propriétés de séparation. La dimension des particules de 5 μm participe de manière décisive aux performances de séparation de cette colonne. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 offre une association optimale sélectivité-capacité grâce à laquelle même des tâches complexes de séparation peuvent être effectuées en toute sécurité en peu de temps. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 5 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. La version 150 mm de ce type de colonne permet des applications universelles à faible consommation d'éluant.

Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protège les colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 en version 2 mm de manière fiable des contaminations provenant de l'échantillon et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/2,0 est souvent recommandée.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protège les colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 en version 2 mm de manière fiable des contaminations provenant de l'échantillon et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement reliée à la colonne de séparation correspondante par connexion capillaire. La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 S-Guard/2,0 est souvent recommandée.

