



Metrosep A PCC 2 VHC/4,0

6.1006.350

Pour la préconcentration des anions et l'élimination de la matrice. Cette très haute capacité est surtout requise lorsque les effets de matrice pourraient provoquer une surcharge de la colonne de préconcentration ou que des échantillons de force ionique élevée doivent être analysés.

Contenu de la livraison 6.1006.350

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.

