



Nucleosil 5SA - 125/4.0

6.1007.000

La colonne CI pour cations Nucleosil 5SA - 125/4,0 utilise les groupes d'acide sulfonique pour la séparation des cations. Avec des éluants, contenant des acides organiques et de l'éthylènediamine, la colonne sépare des cations divalents, tels que le magnésium, le calcium ainsi que quelques éléments de métaux de transition (par ex. nickel, zinc, cobalt, manganèse). La colonne Nucleosil 5SA - 125/4.0 est, pour cette raison, une colonne de séparation robuste à un prix attrayant, lorsqu'il s'agit de déterminer les métaux de transition avec mesure de conductivité directe, sans dérivation post-colonne. Le calcium et le magnésium peuvent être déterminés de manière sûre, même en présence de concentrations élevées en métaux alcalins. La colonne est seulement adaptée aux cations divalents. Les cations monovalents éluent pratiquement simultanément au pic de temps mort.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1007.110

Nucleosil 5SA 2 cartouche de précolonne/4,0

Pour protéger la colonne de séparation analytique Nucleosil 5SA - 125/4,0. Le support 6.2821.140 est nécessaire pour le raccordement à la colonne analytique.



6.2821.140

Support de la cartouche de précolonne Nucleosil 5SA 2/4,0

Support pour le raccordement de la cartouche de précolonne Nucleosil 5SA/4,0 à la colonne de séparation analytique.

