



Nucleosil 5SA 2 cartouche de précolonne/4,0

6.1007.110

Pour protéger la colonne de séparation analytique Nucleosil 5SA - 125/4,0. Le support 6.2821.140 est nécessaire pour le raccordement à la colonne analytique.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2821.140	Support de la cartouche de précolonne Nucleosil 5SA 2/4,0 Support pour le raccordement de la cartouche de précolonne Nucleosil 5SA/4,0 à la colonne de séparation analytique.

