



Super-Sep - 100/4,6

6.1009.000

En plus de l'analyse des anions standard sans suppression chimique, il est possible d'utiliser cette colonne pour toute une série d'applications spéciales. Avec la colonne CI pour anions Super-Sep - 100/4,6, il est possible de détecter les ions phosphates avec des éluants alcalins. Avec des éluants adaptés, il est également possible de séparer les ions formiate, acétate et fluorure. Globalement cette colonne présente une séparation à haute performance.

Contenu de la livraison 6.1009.000

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1009.010	Super-Sep Guard/4,6 Pour préserver la colonne de séparation analytique Super-Sep - 100/4,6

