



Metrosep A Supp 16 - 100/2,0

6.1031.210

Le petit diamètre intérieur de la Metrosep A Supp 16 - 100 en version microbore permet d'utiliser des débits plus faibles. Ceci réduit considérablement la consommation en éluant. Le temps de séjour des ions dans le détecteur est prolongé et, en conséquence, la sensibilité, et donc l'aire de pic (pour la même quantité d'échantillon), sont augmentées d'autant. Les colonnes de séparation microbore sont utilisées en association avec le MSM-LC. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 16 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. La version courte de ce type de colonne permet des séparations extrêmement rapides.

La colonne est particulièrement adaptée pour les applications impliquant une forte charge ionique n'exigeant qu'une résolution relativement faible. Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Contenu de la livraison 6.1031.210

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	