



Metrosep A Supp 16 - 250/2,0

6.1031.230

Face à des problèmes de séparation à capacité élevée, la colonne Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 en version microbore est idéale. Le petit diamètre intérieur de ce type de colonne permet d'utiliser des débits plus faibles. Ceci réduit considérablement la consommation en éluant. Le temps de séjour des ions dans le détecteur est prolongé et, en conséquence, la sensibilité, et donc l'aire de pic (pour la même quantité d'échantillon), sont augmentées d'autant. Les colonnes de séparation microbore sont utilisées en association avec le MSM-LC. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 16 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. Celui-ci est basé sur un copolymère de polystyrène-divinylbenzène à surface fonctionnalisée. Les groupes fonctionnels sont liés par covalence. Une sélectivité hors pair est obtenue grâce à la morphologie de l'échangeur d'anions. La Metrosep A Supp 16 250/2,0 de haute capacité est utilisée lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes.

La Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 possède une excellente résolution et résout les problèmes de séparation les plus complexes. Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Contenu de la livraison 6.1031.230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 de diamètre intérieur de 2 mm contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.	